


WbおよびElisa用抗Csf1ウサギポリクローナル抗体 - P09603

商品番号: CM0020321



前書き

ヒトCSF1（M-CSF）に対するこのウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAでバリデーション済みです。マウスおよびラットと交差反応し、約60 kDaのタンパク質を検出します。マクロファージ分化および免疫応答の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSF1ウサギpAb
備考／別名	MCSF; CSF-1; CSF1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1435
遺伝子ID	1435
免疫原	ヒトCSF1（NP_757351.1）のアミノ酸33～190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09603
タンパク質分子量	60kDa
輸送	アイスバッグ