


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Csf1ウサギポリクローナル抗体 - P09603

商品番号: CM0015059



前書き

ヒト検体でのウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みの抗CSF1ウサギポリクローナル抗体。造血分化、自然免疫、骨発達におけるマクロファージコロニー刺激因子1の研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSF1ウサギpAb
備考/別名	MCSF; CSF-1; CSF1
種	ヒト
GeneID	1435
免疫原	ヒトCSF1 (NP_757351.1) のアミノ酸33-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09603
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ