

Anti-Csf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P04141

商品番号: CM0029946



前書き

ヒトCSF2（GM-CSF）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。免疫原はN末端領域由来。血液学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSF2 Rabbit pAb
備考/別名	CSF; GMCSF; CSF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1437
遺伝子ID	1437
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04141
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ