


抗Csf2Raウサギポリクローナル抗体 If/Icc、Elisa用 - P15509

商品番号: CM0027269



前書き

ヒトCSF2RA（GM-CSF受容体 α サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。IF/ICCおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに交差反応します。造血細胞および受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSF2RA Rabbit pAb
備考/別名	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CSF2RA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1438
GeneID	1438
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCSF2RA (NP_001155001.1) のアミノ酸23～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P15509
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	保冷剤