

抗Csf2Rbウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P32927

商品番号: CM0013860



前書き

ヒトCSF2RB（CD131）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。IL-3、IL-5、GM-CSFシグナル伝達経路の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSF2RB Rabbit pAb
備考／別名	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR; CSF2RB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1439
GeneID	1439
免疫原	ヒトCSF2RB（NP_000386.1）のアミノ酸200～443番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P32927
タンパク質分子量	97kDa
発送方法	保冷剤