

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Csf3 ウサギポリクローナル抗体 - P09919

商品番号: CM0024984



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのCSF3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCSF3と反応；22 kDa。組換え免疫原；造血や炎症における顆粒球コロニー刺激因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSF3 ウサギ pAb
備考/別名	GCSF; CSF3OS; C17orf33; CSF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1440
GeneID	1440
免疫原	ヒトCSF3 (NP_000750.1) のアミノ酸30-207に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09919
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ