


Wb、Elisa用抗Csf3Rポリクローナル抗体 - Q99062

商品番号: CM0028870



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のウサギ由来抗CSF3Rポリクローナル抗体で、ヒト顆粒球コロニー刺激因子受容体の特異的に検出します。好中球系、顆粒球成熟、白血病モデルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSF3R ウサギ pAb
備考/別名	SCN7; CD114; GCSFR; CSF3R
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1441
GeneID	1441
免疫原	合成ペプチド ヒトCSF3R (NP_000751.1) のアミノ酸650〜750番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99062
タンパク質分子量	92kDa
輸送方法	氷袋