


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Csk (C-Srcキナーゼ)

ウサギポリクローナル抗体 - P41240

商品番号: CM0018211



前書き

ウエスタンブロットとELISAで検証済みのCSKウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCSK（重要なSrcファミリーキナーゼ調節因子）を検出します。免疫原：組換えヒトCSK（アミノ酸1-200）。シグナル伝達および免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CSKウサギpAb
備考/別名	CSK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1445
GeneID	1445
免疫原	ヒトCSK（NP_001120662.1）のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41240
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ