


Anti-Csk Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P41240

商品番号: CM0002557



前書き

ヒトCSKに対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のCSKを検出し、Srcキナーゼ制御および免疫シグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSK Rabbit mAb
備考/別名	CSK; tyrosine-protein kinase CSK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1445
遺伝子ID	1445
免疫原	ヒトCSK (P41240) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41240
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ