


Anti-Csk Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41240

商品番号: CM0023657



前書き

ヒトCSKチロシンキナーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。免疫応答およびがん研究における、CSK介在性Srcファミリーキナーゼの調節機構の解明に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSK Rabbit pAb
備考/別名	CSK
種	ヒト
遺伝子ID	1445 (ヒト)
免疫原	ヒトCSK (NP_004374.1) のアミノ酸188-450に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41240
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋