

Wb、Elisa用 Anti-Csmd3 ポリクローナル抗体 - Q7Z407

商品番号: CM0015468

前書き

ヒトCSMD3（樹状突起発達に関与する巨大膜貫通タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトサンプルでの反応性を確認。神経科学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSMD3 ウサギ pAb
備考/別名	CSMD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114788
GeneID	114788
免疫原	ヒトCSMD3 (NP_937756.1) のアミノ酸220-440に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7Z407
タンパク質分子量	406kDa
輸送	保冷バッグ