


抗Csnk1E ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P49674

商品番号: CM0018770



前書き

ヒトCSNK1E（カゼインキナーゼIアイソフォームイプシロン）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。概日時計およびWntシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 検証済み] CSNK1E ウサギpAb
備考/別名	CKIε; HCKIε; CKIεpsilon; 1E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1454
GeneID	1454
免疫原	ヒトCSNK1E (NP_689407.1) のアミノ酸247-416に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49674
タンパク質分子量	47kDa
発送	アイスバッグ