


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Csnk1G1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hcp0

商品番号: CM0028073



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのCSNK1G1ウサギポリクローナル抗体。Wntシグナル伝達に与するセリン/スレオニンキナーゼであるヒトカゼインキナーゼIアイソフォームガンマ-

1を標的とします。診断および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSNK1G1 ウサギ pAb
備考/別名	CK1gamma1; CSNK1G1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	53944
GeneID	53944
免疫原	ヒト CSNK1G1 (NP_071331.2) のアミノ酸298-422に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HCP0
タンパク質分子量	49kDa
輸送	アイスバッグ