


抗Csnk1G2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P78368

商品番号: CM0025091



前書き

カゼインキナーゼIアイソフォームガンマ2（CSNK1G2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのCSNK1G2を検出し、Wntシグナル伝達およびキナーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSNK1G2 ウサギ pAb
別名	CK1g2; CSNK1G2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1455
遺伝子ID	1455
免疫原	ヒトCSNK1G2 (NP_001310.3) のアミノ酸316～415番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78368
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋