


Wb、Elisa用抗Csnk1G3ポリクローナル抗体 - Q9Y6M4

商品番号: CM0016586



前書き

CamelBioのウサギ抗ヒトCSNK1G3ポリクローナル抗体 (pAb) は、WBおよびELISAによりカゼインキナーゼIγ-

3を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。Wntシグナル伝達およびキナーゼ研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSNK1G3ウサギpAb
備考/別名	CSNK1G3L; CKI-gamma 3; CSNK1G3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1456
GeneID	1456
免疫原	ヒトCSNK1G3 (NP_001026982.1) の304〜423アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Y6M4
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ