

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Csnk2A2ポリクローナル抗体 - P19784

商品番号: CM0023027



前書き

ヒトCSNK2A2

(CK2α')に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCSNK2A2を検出します。細胞周期、アポトーシス、および転写制御経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSNK2A2 Rabbit pAb
備考/別名	CK2A2; CSNK2A1; CK2α'; CSNK2A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1459
免疫原	合成ペプチド：ヒトCSNK2A2 (NP_001887.1) のアミノ酸250-350以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19784
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスパック