

Wb、Elisa用Anti-Cspp1ポリクローナル抗体 - Q1Msj5

商品番号: CM0028688

前書き

ヒトCSPP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルにおけるセントロソームおよび紡錘極関連タンパク質1を検出します。細胞周期および絨毛症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSPP1 Rabbit pAb
備考/別名	CSPP; CSPP-L; JBTS21; CSPP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79848
GeneID	79848
免疫原	ヒトCSPP1 (NP_079066.5) のアミノ酸962-1221に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q1MSJ5
タンパク質分子量	146kDa
配送	氷袋