

Anti-Csrnp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - Q96S65

商品番号: CM0024804

前書き

ヒトCSRNP1 (AXUD1, TAIP-3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB, IHC-P, IF/ICC,

ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよび転写調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSRNP1 Rabbit pAb
備考/別名	AXUD1; URAX1; TAIP-3; CSRNP-1; FAM130B; CSRNP1
種	ヒト
GeneID	64651
免疫原	ヒトCSRNP1 (NP_149016.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q96S65
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ