

Wb、Elisa用 抗Csrp2 ポリクローナル抗体 - Q16527

商品番号: CM0024937

前書き

ヒトCSRP2（CRP2/LMO5/SmLIM）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと反応します。血管生物学および平滑筋細胞分化研究におけるWBおよびELISAアプリケーションに使用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSRP2 ウサギpAb
別名	CRP2; LMO5; SmLIM; CSRP2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1466
GeneID	1466
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCSRP2（NP_001312.1）のアミノ酸1～193番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16527
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	氷袋梱包