

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Csrp2Bp ウサギポリクローナル抗体 - Q9H8E8

商品番号: CM0028707

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのCSR2BPウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットに反応性を示します。クロマチンリモデリングと細胞周期進行に関与するATACヒストンアセチルトランスフェラーゼ複合体のサブユニットであるシステインリッチプロテイン2結合タンパク質（KAT14/ATAC2）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSR2BP ウサギ pAb
備考/別名	ATAC2; CRP2BP; CSR2BP; PRO1194; dJ717M23.1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57325
免疫原	ヒトCSR2BP（NP_065397.3）のアミノ酸523-782に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H8E8
タンパク質分子量	89kDa
輸送	保冷バッグ