


Anti-Csrp3 Rabbit Polyclonal Antibody - P50461

商品番号: CM0028185



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適したAnti-CSR3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。筋肉分化および心臓機能に不可欠です。心筋症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSR3 Rabbit pAb
備考/別名	CLP; MLP; CRP3; LMO4; CMD1M; CMH12; CSR3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8048
GeneID	8048
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCSR3 (NP_003467.1) のアミノ酸1-194に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50461
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋