

Wb、Elisa用 Anti-Cst1 ポリクローナル抗体 - P01037

商品番号: CM0030771

前書き

CST1 Rabbit pAbは、ヒト シスタチン-SN（約14 kDa、分泌型システインプロテアーゼインヒビター）を検出します。WBおよびELISAで検証済みであり、唾液、涙液、尿、精液の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CST1 Rabbit pAb
備考/別名	CST1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1469
遺伝子ID	1469
免疫原	ヒトCST1 (NP_001889.2) のアミノ酸20-141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01037
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ