

Anti-Cst6 (Cystatin-M) ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q15828

商品番号: CM0027740



前書き

ヒトCST6 (Cystatin-M)

を標的とする高親和性ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。表皮角化や毛包生物学の研究に最適です。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CST6 Rabbit pAb
備考/別名	ECTD15; CST6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1474
GeneID	1474
免疫原	ヒトCST6 (NP_001314.1) のアミノ酸29-149に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15828
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ