

Anti-Cst8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60676

商品番号: CM0017140

前書き

WBおよびELISA用に検証されたAnti-CST8ウサギポリクローナル抗体。ヒトCST8を認識し、マウスと交差反応します。精子の発育および精巣上体機能の研究に適しています。SWISS: O60676。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CST8 Rabbit pAb
備考/別名	CRES; CTES5; CST8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10047
免疫原	ヒトCST8 (NP_005483.1) のアミノ酸53-142に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O60676
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ