

## ウェスタンブロッティング、Ihc-P、Elisa用抗Cstbウサギポリクローナル抗体 - P04080

商品番号: CM0022576



### 前書き

ヒトシスタチンB（CSTB、11kDaの細胞内チオールプロテイナーゼ阻害因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。免疫原は組換えタンパク質（アミノ酸1-98番）です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                 |
|----------|---------------------------------------------------|
| 製品名      | CSTB ウサギpAb                                       |
| 備考／別名    | PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB    |
| 種        | ヒト                                                |
| 遺伝子ID    | 1476                                              |
| 免疫原      | ヒトCSTB（NP_000091.1）のアミノ酸1-98番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                               |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                         |
| 用途       | WB、IHC-P、ELISA                                    |
| 交差反応性    | ヒト                                                |
| SWISS    | P04080                                            |
| タンパク質分子量 | 11kDa                                             |
| 発送方法     | 氷袋                                                |