


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cstf1ウサギポリクローナル抗体 - Q05048

商品番号: CM0024955



前書き

ヒトCSTF1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。pre-mRNAの3'末端プロセッシングとポリアダニル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSTF1 ウサギ pAb
別名	CstF-50; CstFp50; CSTF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1477
GeneID	1477
免疫原	ヒトCSTF1 (NP_001315.1) のアミノ酸1〜220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05048
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	氷袋