

Anti-Cstf2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P33240

商品番号: CM0027721



前書き

mRNA 3'末端処理の重要な因子であるCSTF2 (CstF-64)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IHC-P、ELISAについて検証済みです。ポリアダニル化および切断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSTF2 ウサギ pAb
備考/別名	CstF-64; CSTF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1478
GeneID	1478
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCSTF2 (NP_001316.1) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33240
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスパック