

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cstf2T ポリクローナル抗体 - Q9H0L4

商品番号: CM0026348

前書き

CSTF2T

ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。生殖細胞におけるAAUAAA非依存的mRNAポリアデニル化に関与する核タンパク質である、ヒトおよびマウスのCSTF2Tと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSTF2T ウサギpAb
別名	CstF-64T; CSTF2T
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	23283
GeneID	23283
免疫原	ヒトCSTF2T (NP_056050.1) のアミノ酸420～560番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H0L4
タンパク質分子量	64kDa
配送方法	氷袋梱包