


Wb、Elisa用抗Ctbp1ウサギポリクローナル抗体 - Q13363

商品番号: CM0020462



前書き

ヒトCtBP1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。転写コリプレッション、ゴルジ体構造、BAT分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CtBP1 ウサギpAb
備考／別名	BARS ; HADDTS ; CtBP1
種	ヒト
GeneID	1487 (ヒト)
免疫原	ヒトCtBP1のアミノ酸20～250 (NP_001319.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13363
タンパク質分子量	48 kDa
輸送	保冷剤