


Wb、Elisa用 抗Ctbp1 ウサギポリクローナル抗体 - Q13363

商品番号: CM0016416



前書き

ヒトCtBP1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。転写抑制、ゴルジ体構造、褐色脂肪細胞分化の研究に最適です。 - Q13363

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CtBP1 ウサギ pAb
備考/別名	BARS; HADDTS; CtBP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1487
遺伝子ID	1487
免疫原	CtBP1 (NP_001319.1) のアミノ酸121-353に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13363
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ