

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Ctbp2 ポリクローナル抗体 - P56545

商品番号: CM0024561



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質CTBP2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットCTBP2 (49 kDa)

と反応します。転写抑制、褐色脂肪細胞分化、シナプス組織の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CTBP2 ウサギ pAb
備考/別名	CTBP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1488
GeneID	1488
免疫原	合成ペプチド ヒトCTBP2 (NP_001320.1) のアミノ酸345-445に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56545
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ