

Anti-Ctbp2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56545

商品番号: CM0002233



前書き

WB, IHC-

P, IF/ICC, IP, ELISA用として検証された高特異性 CTBP2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写コリプレッサーおよびシナプス足場の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTBP2 Rabbit mAb
備考/別名	CTBP2; C-terminal-binding protein 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1488
GeneID	1488
免疫原	合成ペプチド、ヒトCTBP2 (P56545) のアミノ酸346-445内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56545
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスパック