

Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Chip、Elisa用抗Ctcfポリクローナル抗体 - P49711

商品番号: CM0015927



前書き

WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ChIP、ELISAで検証済みの高品質ウサギ抗CTCFポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。CTCFは主要なクロマチン絶縁因子かつ転写制御因子です。クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CTCF ウサギ pAb
別名	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10664
遺伝子ID	10664
免疫原	ヒトCTCF (NP_006556.1) のアミノ酸1～260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49711
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	氷袋