

WbおよびElisa用 抗Ctcf1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ni51

商品番号: CM0024703

前書き

ヒトCTCFL（BORIS/CT27）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。転写制御、インプリンティング、癌精巢抗原の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTCFL ウサギ pAb
備考/別名	CT27; BORIS; CTCF-T; HMGB1L1; dJ579F20.2; CTCFL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	140690
遺伝子ID	140690
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCTCFL（NP_001255970.1）のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NI51
タンパク質分子量	76kDa
輸送	保冷バッグ