

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ctgf ポリクローナル抗体 - P29279

商品番号: CM0018192

前書き

ヒトCTGF (CCN2)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。
結合組織、骨形成、細胞外マトリックスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTGF ウサギ pAb
備考/別名	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
種	ヒト
遺伝子ID	1490 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド (ヒトCTGFのアミノ酸100-200、NP_001892.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P29279
タンパク質分子量	38 kDa
輸送	保冷バッグ