

Anti-Ctgf ポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc・Elisa対応 - P29279

商品番号: CM0016908

前書き

ヒトCTGFに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのCTGFを認識し、結合組織研究、軟骨細胞分化、骨形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTGF Rabbit pAb
備考／別名	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1490
遺伝子ID	1490
免疫原	ヒトCTGF (NP_001892.2) のアミノ酸100～200番領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29279
タンパク質分子量	38kDa
配送方法	保冷剤