

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ctip1/Bcl11A モノクローナル抗体 - Q9H165

商品番号: CM0012184



### 前書き

ヒトCTIP1/BCL11A (Q9H165)  
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ラットとも交差反応性を示します。グロビンスイッチング、B細胞発生、クロマチンリモデリングに関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KO検証済み] CTIP1/BCL11A ウサギ mAb                                       |
| 備考/別名       | EV19; CTIP1; DILOS; ZNF856; HBFQTL5; SMARCM1; 1A                    |
| 種           | ヒト                                                                  |
| GeneID (ヒト) | 53335                                                               |
| GeneID      | 53335                                                               |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 / ヒトCTIP1/BCL11A (Q9H165) のアミノ酸401-589に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                                 |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                           |
| 適用          | WB、IHC-P、ELISA                                                      |
| 交差反応性       | ヒト、ラット                                                              |
| SWISS       | Q9H165                                                              |
| タンパク質分子量    | 91kDa                                                               |
| 発送          | 保冷剤                                                                 |