

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ctip2/Bcl11B モノクローナル抗体 - Q9C0K0

商品番号: CM0003336

前書き

CTIP2/BCL11Bに対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応。T細胞分化や白血病の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTIP2/BCL11B ウサギ mAb
備考/別名	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64919
GeneID	64919
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9C0K0
タンパク質分子量	96kDa
発送	保冷バッグ