

Anti-Ctip2/Bcl11B ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q9C0K0

商品番号: CM0019304

前書き

ヒトCTIP2/BCL11B（Q9C0K0）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの実績があります。ヒト、マウス、ラットと反応します。T細胞分化と生存の主要制御因子、腫瘍抑制因子、転写リプレッサー。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTIP2/BCL11B Rabbit pAb
別名	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
由来種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	64919
遺伝子ID	64919
免疫原	ヒトCTIP2/BCL11B（NP_612808.1）のアミノ酸190-310番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9C0K0
タンパク質分子量	96kDa
輸送方法	保冷剤