

Anti-Ctnna3 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Ui47

商品番号: CM0002155

前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証されたCTNNA3ウサギモノクローナル抗体。細胞接着、心筋症、およびデスモソーム生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTNNA3 Rabbit mAb
備考/別名	VR22; ARVD13; CTNNA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29119
GeneID	29119
免疫原	ヒトCTNNA3 (Q9UI47) のアミノ酸700-895に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI47
タンパク質分子量	100kDa
配送	アイスバッグ