

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ctnna3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ui47

商品番号: CM0024645

前書き

ヒトCTNNA3（アルファT-カテニン）に対するウサギポリクローナル抗体で、W B、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTNNA3 ウサギpAb
別名	VR22; ARVD13; CTNNA3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	29119
遺伝子ID	29119
免疫原	ヒトCTNNA3（NP_001278062.1）のアミノ酸1-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI47
タンパク質分子量	100kDa
輸送方法	氷袋