


WbおよびElisa用 抗Ctnnbip1 ウサギ モノクローナル抗体 - Q9Nsa3

商品番号: CM0003071



前書き

Wnt経路の負の調節因子であるヒトCTNNBIP1 (ICAT)

に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。免疫原：N末端ペプチド (1-81)；9 kDaタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTNNBIP1 ウサギ mAb
備考/別名	ICAT; CTNNBIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56998
GeneID	56998
免疫原	ヒトCTNNBIP1 (Q9NSA3) のアミノ酸1-81に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NSA3
タンパク質分子量	9kDa
発送	保冷バッグ