

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Ctnnb1 ポリクローナル抗体 - Q8Wya6

商品番号: CM0030416



前書き

CTNNB1

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みです。スプライシングおよび体細胞超変異研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTNNB1 ウサギ pAb
備考/別名	NAP; P14L; IMD99; PP8304; C20orf33; dJ633O20.1; CTNNB1
種	ヒト
遺伝子ID	56259
免疫原	ヒト CTNNB1 (NP_110517.2) のアミノ酸 264-563 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WYA6
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ