

抗Ctnnd2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q9Uqb3

商品番号: CM0013402

前書き

ウサギ由来のヒトCTNND2に対するポリクローナル抗体で、組換えタンパク質（アミノ酸966-1225番）を用いて作製されました。WB、ELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびラットと交差反応します。神経発生やWntシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTNND2 ウサギ pAb
別名	GT24; NPRAP; CTNND2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1501
GeneID	1501
免疫原	ヒトCTNND2（NP_001323.1）のアミノ酸966-1225番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UQB3
タンパク質分子量	133kDa
輸送方法	保冷剤