


Wb、Elisa用抗Ctps1ウサギPab - P17812

商品番号: CM0027751



前書き

CTPS1ウサギpAbは、組換えヒトCTPS1（アミノ酸402-591）に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスCTPS1と交差反応します。CTP合成、リンパ球増殖、がんの研究に最適です。

CTPS1ウサギpAbは、組換えヒトCTPS1（アミノ酸402-591）に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスCTPS1と交差反応します。CTP合成、リンパ球増殖、がんの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTPS1 ウサギpAb
別名	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTPS1
由来種	ヒト
GeneID	1503
免疫原	ヒトCTPS1（NP_001896.2）のアミノ酸402-591に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17812
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	水袋