

Anti-Ctrl/Ctrl1 ウサギモノクローナル抗体 - P40313

商品番号: CM0003105

前書き

ヒトCTRL（CTRL1）に対するウサギモノクローナル抗体（WB、IF、IHC、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を検証済み。予測分子量28 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTRL ウサギ mAb
備考/別名	CTRL1; CTRL
種	ヒト
GeneID	1506
免疫原	ヒトCTRL（P40313）のアミノ酸165-264に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40313
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ