

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ctsfウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubx1

商品番号: CM0016727



前書き

ヒトCTSF（カテプシンF）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。タンパク質分解および腫瘍浸潤におけるリソソーム性チオールプロテアーゼの役割に関する研究向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTSF ウサギpAb
備考／別名	CATSF; CLN13; CTSF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8722
遺伝子ID	8722
免疫原	ヒトCTSF (NP_003784.2) のアミノ酸270～484に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBX1
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ