

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ctshウサギポリクローナル抗体 - P09668

商品番号: CM0026651



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗CTSHウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。標的はプロカテプシンH（リソソームシステインプロテアーゼ）で、タンパク質分解に関与。リソソーム機能やプロテアーゼ活性の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTSH ウサギ pAb
備考/別名	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; CTSH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1512
GeneID	1512
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCTSH（NP_004381.2）のアミノ酸23-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09668
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ