


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ctssウサギポリクローナル抗体 - P25774

商品番号: CM0021035



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの抗CTSSウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。MHCクラスII抗原提示および掻痒シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CTSS Rabbit pAb
備考／別名	CTSS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1520
遺伝子ID	1520
免疫原	ヒトCTSS (NP_004070.3) の115～331アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25774
タンパク質重量	37 kDa
配送	保冷バッグ