

Anti-Ctsv (カテプシン L2) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - O60911

商品番号: CM0026638



前書き

ヒトCTSV（カテプシンL2）に特異的なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。角膜生理学およびプロテアーゼ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTSV ウサギ pAb
備考/別名	CTSU; CATL2; CTSL2; CTSV
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1515
遺伝子ID	1515
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCTSV（NP_001324.2）のアミノ酸105-334に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60911
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ